

Taurus 2 LOW/M

Łóżko rehabilitacyjne z leżem metalowym

Obniżona pozycja leża



Taurus 2 LOW zostało zaprojektowane z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie użytkownika. Czterokolumnowa konstrukcja wpływa na stabilność łóżka a obniżona pozycja poręczy bocznych zapewnia wygodę w trakcie wstawania/siadania na łóżko. Dzięki specjalnej konstrukcji możliwe jest ustawienie leża na wysokości zaledwie ~20 cm nad podłogą. Takie rozwiązanie jest korzystne dla osób o mniejszym wzroście, ułatwia codzienną pielęgnację pacjenta, wspiera go w samodzielnym wstawaniu a także zapewnia większe bezpieczeństwo gdy istnieje ryzyko wypadnięcia.

- Czterokolumnowa konstrukcja - zapewniająca stabilność łóżka
- Najniższa pozycja leża - tylko 20cm nad podłogą
- Obniżona pozycja poręczy bocznych
- Kompaktowe wymiary
- Czterosekcyjne leże wykonane z metalowych, łatwych w dezynfekcji lameli
- Szczyty wykonane z płyty laminowanej i litego drewna bukowego
- Cztery koła o średnicy 75 mm, każde z możliwością blokady
- Łatwe w transporcie i składowaniu dzięki zastosowaniu adaptera transportowego
- Sterowanie funkcjami łóżka za pomocą ergonomicznego pilota
- Szeroki wybór kolorystyki



Taurus 2 LOW/M

Łóżko rehabilitacyjne z leżem metalowym

Obniżona pozycja leża

OBNIŻONA POZycja LEŻA. Dzięki specjalnej konstrukcji możliwe jest ustawienie leża na wysokości zaledwie ~20 cm nad podłogą. Takie rozwiązanie jest korzystne dla osób o mniejszym wzroście, ułatwia codzienną pielęgnację pacjenta, wspiera go w samodzielnym wstawaniu a także zapewnia większe bezpieczeństwo gdy istnieje ryzyko wypadnięcia.

CZTEROSEKCYJNE LEŻE. Wykonane z metalowych, łatwych w dezynfekcji lameli. Sterowanie pozycją sekcji pleców oraz uda odbywa się przy użyciu pilota. Regulacja sekcji podudzia wymaga zastosowania rastomatu.

PORĘCZE BOCZNE na pełną długość łóżka. Istnieje możliwość zwiększenia wysokości poprzez zastosowanie dodatkowej wyżki do poręczy. Taurus 2 LOW cechuje obniżona pozycja poręczy. Oznacza to, że po opuszczeniu nie są odczuwalne dla pacjenta w trakcie wstawania / siadania na łóżko.

ADAPTER TRANSPORTOWY-opracowany przez Reha-Bed system do transportu łóżek. Pozwala on na wygodne i bezpieczne przewożenie łóżek. Dodatkowo ułatwia ich wprowadzenie do pomieszczeń, w których mają się znajdować.



180kg

Max. waga pacjenta

215kg

Max. obciążenie robocze

UCHWYTY NA WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Łóżko Taurus 2 LOW standardowo wyposażone są w specjalne gniazda, zlokalizowane po prawej i lewej stronie łóżka, od strony głowy. Umożliwiają one łatwy montaż wyposażenia dodatkowego, np. wysięgnika lub stojaka na kroplówkę.




PILOT 10-FUNKCYJNY

Ergonomiczny kształt pilota zapewnia wygodną obsługę ręką i dostęp do wszystkich funkcji regulacji łóżka. Pilot posiada możliwość blokady funkcji leża - za pomocą kluczyka.



Podstawowe wymiary


Szerokość x długość całkowita	102 x 212cm
Szerokość x długość leża	90 x 200 cm



Regulacja sekcji pleców



Regulacja sekcji uda i podudzia



Funkcja Autokontur



Trendeleburg 12°



Anty-Trendeleburg 12°



Regulacja wysokości 21-63cm

Możliwość dopasowania do indywidualnych potrzeb

Standardowe kolory drewna

Dostępne w ciągłej sprzedaży



Buk




Jasny Dąb

Kolory na zamówienie

Dopłata za kolor +15%



Sonoma Jasny



Orzech Ciemny




Dąb Żółty



Sonoma Tabac

Tapicerka - kolekcja VIENNA



WIZUALIZACJA ŁÓŻKA REHABILITACYJNEGO JEST GRAFIKĄ POGLĄDOWĄ, SZCZEGÓŁY WYKOŃCZENIA ORAZ WYPOSAŻENIA ZAWSZE SĄ INDYWIDUALNIE USTALANE Z DZIAŁEM HANDLOWYM. RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ RÓŻNIC SIĘ OD PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH.



REHA-BED Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 1,
41-253 Czeladź



+48 32 346 00 33



biuro@rehabed.com.pl

www.rehabed.pl